



Manual de Usuarios Sistema de Sanidad Animal – Laboratorios Privados

**PARA USUARIOS DE LA UNIDAD
DIAGNÓSTICA Y JEFES DE LABORATORIO**

Octubre,
2019

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	2
II. INGRESO AL SISTEMA DE SANIDAD ANIMAL	3
III. OPCIONES DISPONIBLES PARA USUARIO DE LA UNIDAD DIAGNÓSTICA	4
A. RECEPCIÓN DE PROTOCOLOS	4
B. VALIDACIÓN DE ANALISIS DE PROTOCOLOS	6
C. DERIVACIÓN DE ANALISIS DE PROTOCOLOS	8
D. INGRESO DE RESULTADOS	11
IV. OPCIONES DISPONIBLES PARA EL JEFE DE LABORATORIO	12
A. MONITOR DE JEFATURA: VALIDACIÓN DE RESULTADOS	12
B. MONITOR DE PROTOCOLOS: LIBERACIÓN DE PROTOCOLOS.....	15

I. INTRODUCCIÓN


El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los pasos a seguir para la recepción de protocolos, validación de análisis, derivación de análisis e ingreso de resultados por parte de los Laboratorios Privados.

II. INGRESO AL SISTEMA DE SANIDAD ANIMAL

Para ingresar al Sistema de Sanidad Animal, acceder con su nombre de usuario y con la clave provista por el sistema a su dirección de correo electrónico. El link de acceso se encuentra en la página web del SAG, Menú Sistemas en Línea, o a través de la dirección web <http://sanidadanimal.sag.gob.cl/>.

Pasos a seguir:

1. Ingresar a la url o dirección web: <http://sanidadanimal.sag.gob.cl/>. A continuación se presenta la siguiente pantalla:



The screenshot shows the login interface for the Sanidad Animal 5.0 system. The browser address bar displays "sanidadanimal.sag.gob.cl/index/Index". The page header includes the SAG logo and the text "SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO Sanidad Animal". Below the header, it says "Sistema de Sanidad Animal 5.0". On the left, there is a login form titled "Acceso al Sistema" with two input fields: "Digite su nombre de Usuario" and "Digite su contraseña". A green "Ingresar" button is positioned below the fields, with a link "¿Olvidó su Contraseña?" underneath. To the right of the form is a photograph of several people in white protective suits examining a pig in a farm setting. The photo has a progress indicator at the bottom and the text "Servicio Agrícola y Ganadero SAG".

Datos solicitados:

- Ingresar el nombre de usuario.
- Ingresar contraseña provista por el sistema en su dirección de correo electrónico. Si es la primera vez en ingresar, se le solicitará realizar un cambio de clave.

2. Una vez registrados los datos, presione el botón "Ingresar".



Ingresar

III. OPCIONES DISPONIBLES PARA USUARIO DE LA UNIDAD DIAGNÓSTICA

Crear Protocolo:



1.1. Pestaña “Información del Protocolo”:

En esta pestaña se solicitan los datos del establecimiento de la toma de muestras y del predio. A continuación, se detallan:

Información del Protocolo Muestras de Laboratorio

Seleccione el Tipo de Protocolo

Animal ▾

Establecimiento de Toma de Muestras

Fecha Toma de Muestra Objetivo RUP

 Seleccione Objetivo ▾

Antecedentes del Predio/Establecimiento

Nombre del Predio Propietario Email Propietario

Región Sector Tipo Establecimiento

Georreferencia - Coordenadas del Predio/Establecimiento

Coordenada X Coordenada Y Huso Dirección

Datos del Predio de Origen de los Animales

RUP Predio de Origen

Nombre del Predio Propietario Email Propietario

Coordenada X Coordenada Y Huso Dirección


Datos solicitados:

Seleccione el Tipo de Protocolo:

- a. *Tipo de Protocolo*: se despliega una lista de valores, donde debe seleccionar el tipo de protocolo.

Establecimiento de Toma de Muestras

- a. *Fecha Toma de Muestra*: registrar la fecha.
- b. *Objetivo*: se despliega una lista de valores, donde debe seleccionar el objetivo de la creación del protocolo entre las siguientes opciones:



A continuación, se definen cada uno de los objetivos:

Cuarentena de Exportación: muestras obtenidas para respaldar el cumplimiento de los requisitos en la certificación de la exportación de animales/abejas y sus productos.

Cuarentena de Internación: muestras obtenidas para respaldar la importación de animales/abejas y sus productos.

Plan Anual de Vigilancia: muestras obtenidas que han sido programadas dentro del plan anual de vigilancia de enfermedades exóticas y endémicas.

Monitoreo Adicional: muestras obtenidas por iniciativas adicionales al plan anual de vigilancia de enfermedades (exóticas y endémicas) y programas oficiales de control y/o erradicación. Se incluyen actividades de muestreos asociados a zonas libres, acciones de monitoreo regionales.

Monitoreo Emergencial: muestras obtenidas en caso de declararse emergencia sanitaria.

Programa Oficial/Certificación: muestreos en el marco de programas oficiales de control y/o erradicación (Tuberculosis Bovina, Brucelosis Bovina, PRRS, Loque Americana, Salmonelosis Aviar, Micoplasmosis Aviar, Micobacteriosis Porcina) y certificación voluntaria (Brucelosis Bovina, Tuberculosis Bovina, Leucosis Bovina, Paratuberculosis, Maedi Visna y Brucella Ovis) que no forman parte de programas oficiales del SAG.

Privados/Terceros: muestras obtenidas para análisis, servicio prestado por laboratorio oficial, que no corresponde a las categorías anteriores.

- a. *Rup*: ingresar el número de RUP del establecimiento, luego pulsar el botón “Validar Rup” y automáticamente el sistema mostrará los datos siguientes.

Datos solicitados:

Antecedentes del Predio/Establecimiento

- a. *Nombre del Predio*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- b. *Propietario*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- c. *Email Propietario*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.

- d. *Región*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- e. *Sector*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- f. *Tipo de Establecimiento*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.

Georeferencia – Coordenadas del Predio/Establecimiento

- g. *Coordenada X*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- h. *Coordenada Y*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- i. *Huso*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- j. *Dirección*: el sistema lo muestra automáticamente al validar e

Datos del Predio de Origen de los Animales:

- k. *Rup predio de origen*: ingresar el número de RUP del predio, luego pulsar el botón “Validar Rup” y automáticamente el sistema mostrará los datos siguientes.
- l. *Nombre del Predio*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- m. *Propietario*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- n. *Email Propietario*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- o. *Región*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- p. *Sector*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- q. *Tipo de Establecimiento*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- r. *Coordenada X*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- s. *Coordenada Y*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- t. *Huso*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.
- u. *Dirección*: el sistema lo muestra automáticamente al validar el Rup.

Una vez registrados todos los datos pulsar el botón “Siguiente”

1.2. Pestaña “Muestras de Laboratorio”:

En esta pestaña se solicitan los siguientes datos para la inclusión de los análisis en el protocolo:

Información del Protocolo **Muestras de Laboratorio**

Antecedentes del Laboratorio
 Región del Laboratorio
 METROPOLITANA
 Laboratorio: Lo Aguirre Dirección: Ruta 68, km 12, Lo Aguirre Director Técnico: Carlos Orellana Vaquero

Datos de la Especie Animal
 Especie Animal
 Seleccione

Cancelar Edición Limpiar Lista Guardar el Protocolo

Análisis del Protocolo

Nombre Muestra	Cantidad Muestra Pool	Categoría Especie	Tipo Identificación	Identificaci	Edad	Medida Edad	Enfermedad	Tecnica	Tipo Muestra	Unidad Destino	Observación	Acciones
	0	Seleccione...	Seleccione...		0	Dias	Seleccione...	Seleccione...	Seleccione...			

Datos solicitados:

Antecedentes del Laboratorio:

- Región del Laboratorio:* se despliega una lista de valores, donde debe seleccionar la región del laboratorio.
- Laboratorio:* se despliega una lista de valores, donde debe seleccionar laboratorio. Se puede seleccionar un laboratorio privado.
- Dirección:* se muestra automáticamente al seleccionar el laboratorio.
- Director Técnico:* se muestra automáticamente al seleccionar el laboratorio.

Datos de la Especie Animal:




- Especie Animal:* seleccionar la especie de la lista de valores.

Análisis del Protocolo:

Ingresar los siguientes datos referentes a cada análisis:

- Nombre de Muestra*
- Cantidad Muestra Pool*
- Categoría Especie*
- Tipo Identificación y número de Identificación*
- Eda y Medida Edad*
- Enfermedad*
- Técnica*
- Tipo Muestra*
- Unidad Destino*
- Observación*


Análisis del Protocolo:

- p. *Botón de Acciones "Agregar Análisis"* : pulsar el botón para agregar cada uno de los análisis del protocolo.
- q. *Botón de Acciones "Replicar Análisis"* : pulsar el botón para copiar y replicar un análisis con los mismos datos.
- r. *Botón de Acciones "Quitar Análisis"* : pulsar el botón para eliminar un análisis del protocolo.

Una vez registrados todos los datos, pulsar el botón "Guardar el Protocolo":

Guardar el Protocolo

2. El sistema muestra el mensaje a continuación:



2.1. Si requiere enviar el protocolo inmediatamente al laboratorio pulsar el botón "Ok".

2.2. Si requiere dejar el protocolo como borrador en el monitor de protocolos pulsar el botón "Cancel".

Como Unidad Diagnóstica del laboratorio, tiene la disponibilidad de ejecutar las siguientes acciones a través de las opciones de menú del sistema:


- A. Recepción de Protocolos
- B. Validación de Análisis de Protocolos
- C. Derivación de Análisis de Protocolos
- D. Ingreso de Resultados

A continuación, se indican los pasos a seguir para cada una de ellas.

A. RECEPCIÓN DE PROTOCOLOS

Pasos a seguir:

1. Una vez haya ingresado al Sistema de Sanidad Animal, se muestra la siguiente pantalla con el menú principal. Seleccionar la Opción Laboratorio/Recepción Protocolos:



2. En la pantalla mostrada por el sistema, seleccionar el Protocolo a recepcionar y pulsar el botón o ícono de “Recepcionar” de la columna de acciones:

Sistema de Sanidad Animal 8.5

Menu

USTED SE ENCUENTRA EN EL MENÚ: » LABORATORIO » RECEPCIÓN

Laboratorio

Criterios de Búsqueda

Numero Protocolo

Fecha Toma Muestra Inicio

Fecha Toma Muestra Fin

Especie Animal

Objetivo

Buscar

Validar Analisis Protocolo

Ingreso Resultado Analisis

Recepción de Protocolos

Protocolo

Listado de Protocolos

Registros 1 - 5 de 14

Id	Objetivo	Fecha Creación	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	MVO	MVA	Acciones
10248	Programa Oficial	26-02-2018	09.1.03.0175	TRES ARROYOS	Luis Fuentes		
10246	Plan Anual de Vigilancia	27-02-2018	08.4.16.9001	FERIA CAR ÑUBLE LTDA. (SAN CARLOS)	Hernan Ramirez		

3. El sistema abre la siguiente pantalla con el detalle de las muestras del protocolo:

Validación de Muestras

Rechazar Protocolo Devolver Protocolo Aceptar Protocolo

Registros 1 - 11 de 11

Muestra	Análisis	Tipo Identificación	Identificación	Especie	Enfermedad	Técnica	Tipo Muestra	Total Muestra	
1	331712	S/I	0	Aves	Enfermedad de Newcastle	RT - PCR Tiempo Real Matrix	Torula cloacal	5	No Recepcionar
2	331713	S/I	0	Aves	Enfermedad de Newcastle	RT - PCR Tiempo Real Matrix	Torula cloacal	4	No Recepcionar
1	331714	S/I	0	Aves	Influenza Aviar (IA)	ELISA Pollo/Pavo (Indirecto)	Suero	1	No Recepcionar
2	331715	S/I	0	Aves	Influenza Aviar (IA)	ELISA Pollo/Pavo (Indirecto)	Suero	1	No Recepcionar
3	331716	S/I	0	Aves	Influenza Aviar (IA)	ELISA Pollo/Pavo (Indirecto)	Suero	1	No Recepcionar

4. Pulsar el botón de acuerdo al caso:

- 4.1. Aceptar Protocolo: para hacer efectiva la recepción del protocolo para su posterior validación e ingreso de resultados.
- 4.2. Devolver Protocolo: registrar observación en el cuadro mostrado al final de la pantalla y pulsar el botón "Devolver Protocolo".
- 4.3. Rechazar Protocolo: registrar observación en el cuadro mostrado al final de la pantalla y pulsar el botón "Rechazar Protocolo".


1	331712	S/I	0	Aves	Enfermedad de Newcastle	RT - PCR Tiempo Real Matrix	Torula cloacal	5	No Recepcionar
2	331713	S/I	0	Aves	Enfermedad de Newcastle	RT - PCR Tiempo Real Matrix	Torula cloacal	4	No Recepcionar
1	331714	S/I	0	Aves	Influenza Aviar (IA)	ELISA Pollo/Pavo (Indirecto)	Suero	1	No Recepcionar
2	331715	S/I	0	Aves	Influenza Aviar (IA)	ELISA Pollo/Pavo (Indirecto)	Suero	1	No Recepcionar
3	331716	S/I	0	Aves	Influenza Aviar (IA)	ELISA Pollo/Pavo (Indirecto)	Suero	1	No Recepcionar
4	331717	S/I	0	Aves	Influenza Aviar (IA)	ELISA Pollo/Pavo (Indirecto)	Suero	1	No Recepcionar
5	331718	S/I	0	Aves	Influenza Aviar (IA)	ELISA Pollo/Pavo (Indirecto)	Suero	1	No Recepcionar
6	331719	S/I	0	Aves	Influenza Aviar (IA)	ELISA Pollo/Pavo (Indirecto)	Suero	1	No Recepcionar

Observación

B. VALIDACIÓN DE ANALISIS DE PROTOCOLOS

Pasos a seguir:

1. Una vez haya ingresado al Sistema de Sanidad Animal, se muestra la siguiente pantalla con el menú principal. Seleccionar la Opción Laboratorio/Validar Análisis Protocolo:



2. En la pantalla mostrada por el sistema, seleccionar el Protocolo a validar y pulsar el botón o ícono de “Validar Protocolo” de la columna de acciones:

Ocultar

Laboratorio

Validar Analisis Protocolo
Ingreso Resultado Analisis
Recepción de Protocolos

Protocolo

Criterios de Búsqueda

Identificador de Muestra: Fecha Toma Muestra Inicio: Fecha Toma Muestra Fin:

Especie Animal: Objetivo:

Buscar

Listado de Protocolos

Lista de Paginas: Pagina 1 de 5

Registros 1 - 4 de 4

Id	Objetivo	Fecha Creación	Fecha Recepción	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	Acciones
10248	Programa Oficial	26-02-2018	27-02-2018	09.1.03.0175	TRES ARROYOS	
10242	Programa Oficial	27-02-2018	27-02-2018	09.1.05.2358	LOTE A-2	

3. El sistema abre la siguiente pantalla con el detalle de las muestras del protocolo:

Detalle de Muestras Protocolo Validación

Numero Protocolo: 10248 Estado Protocolo: En Análisis
RUP/RUT: 09.1.03.0175 Fecha Toma Muestra: 26-02-2018

Validación de Muestras

Aceptar

Lista de Paginas: Pagina 1 de 1

Registros 1 - 1 de 1

Muestra	Análisis #	Tipo Identificación	Identificador Animal	Especie	Enfermedad	Técnica	Tipo Muestra	Total Muestra	Unidad Laboratorio	
1	224829	DIIO	656	Bovinos	Brucelosis (B. abortus)	Agglutinacion (Rosa de Begala)	Suero	1	Unidad Diagnostica	No Apta

4. Ingresar observación y pulsar el botón “Aceptar” para validar el protocolo.

5. Ingresar al Monitor de Protocolos, en la opción de menú “Protocolos/Monitor de Protocolos”:

USTED SE ENCUENTRA EN EL MENÚ: > PROTOCOLO > MONITOR DE PROTOCOLOS OFICIALES

Ocultar

Laboratorio

Protocolo

Monitor de Protocolos

Búsqueda de Protocolo

Numero Protocolo: Fecha Protocolo Inicio: Fecha Protocolo Fin: Estado Protocolo:

Objetivo: Numero Denuncia: Tipo de Protocolo:

Rup: Numero de Analisis:

Buscar

Listado de Protocolos

Protocolos Disponibles

Lista de Paginas: Pagina 1 de 5

Registros 1 - 5 de 27

Id#	Fecha Creación	Laboratorio Derivado	Objetivo	Tipo de Protocolo	Estado	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	Acciones
10248	26-02-2018		Programa Oficial		En Análisis	09.1.03.0175	TRES ARROYOS	
10246	27-02-2018		Plan Anual de Vigilancia		En Espera de Recepción	08.4.16.9001	FERIA CAR ÑUBLE LTDA. (SAN CARLOS)	

6. Validar el estado del protocolo “En Análisis”:

Listado de Protocolos

Protocolos Disponibles

«« Pagina 1 de »» 5 ▼ Registros 1 - 5 de 27

Id	Fecha Creación	Laboratorio Derivado	Objetivo	Tipo de Protocolo	Estado	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	Acciones
10248	26-02-2018		Programa Oficial		En Análisis	09.1.0.0175	FERIA CAR ÑUBLE LTDA. (SAN CARLOS)	
10246	27-02-2018		Plan Anual de Vigilancia		En Espera de Recepción	08.4.16.9001	FERIA CAR ÑUBLE LTDA. (SAN CARLOS)	

C. DERIVACIÓN DE ANALISIS DE PROTOCOLOS

Pasos a seguir:

1. Una vez haya ingresado al Sistema de Sanidad Animal, se muestra la siguiente pantalla con el menú principal. Seleccionar la Opción Laboratorio/Ingreso Resultado Análisis:

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Sanidad Animal Sitio de Pruebas

Bienvenido : Unidad Diagnostica Cerrar Sesión
Modificar Clave

Sistema de Sanidad Animal 8.5

Menu

- [Ocultar](#)
- Laboratorio
- Validar Analisis Protocolo
- Ingreso Resultado Analisis**
- Recepción de Protocolos
- Protocolo

2. En la pantalla mostrada por el sistema, seleccionar el Protocolo a ingresar los resultados y pulsar el botón o ícono de “Ingresar Resultados” de la columna de acciones:

USTED SE ENCUENTRA EN EL MENÚ: LABORATORIO PRIVADO > INGRESO DE RESULTADOS

Criterios de Búsqueda

Identificador de Muestra: Fecha Toma Muestra Inicio: Fecha Toma Muestra Fin:

Numero Protocolo: **Buscar por N° Protocolo**

Especie Animal: Objetivo: **Buscar**

Listado de Protocolos

Id	Objetivo	Fecha Creación	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	Estado	Acciones
10248	Programa Oficial	26-02-2018	09.1.03.0175	TRES ARROYOS	En Análisis	
10232	Programa Oficial	22-02-2018	09.1.11.0088	HUALLECOLLAM, MALALCAHUELLO	En Análisis	

3. El sistema abre la siguiente pantalla con el detalle de las muestras del protocolo:

Detalle de Muestras Protocolo Ingreso Resultado

Numero Protocolo: 10248 Estado Protocolo: En Análisis
RUP / RUT: 09.1.03.0175 Fecha Toma Muestra: 26-02-2018

Ingreso de Resultados

Descargar Plantilla de Analisis **Importar Resultados**

Análisis Disponibles **Derivar Análisis**

Muestra	Análisis	Tipo Identificación	Identificador Animal	Especie	Enfermedad	Técnica	Tipo Muestra	Total Muestra	Unidad Laboratorio	Opciones	Mensajes
1	224829	DIIO	656	Bovinos	Brucelosis (B. abortus)	Aglutinacion (Rosa de Begala)	Suero	1	Unidad Diagnostica		

4. Pulsar el botón o ícono “Derivar Análisis”:

Muestra	Análisis	Tipo Identificación	Identificador Animal	Especie	Enfermedad	Técnica	Tipo Muestra	Total Muestra	Unidad Laboratorio	Opciones
1	224829	DIIO	656	Bovinos	Brucelosis (B. abortus)	Aglutinacion (Rosa de Begala)	Suero	1	Unidad Diagnostica	


5. El sistema carga en pantalla la ventana “formulario Solicitud de Análisis Externo”. Ingresar los datos requeridos del análisis:

5. Pulsar el botón “Agregar Análisis” y el sistema carga en la grilla el análisis a derivar:

Análisis	Laboratorio	Especie	Enfermedad	Técnica	Tipo Muestra	Acciones
224829	Lo Aguirre	Bovinos	Brucelosis (B. abortus)	Aglutinación (Rosa de Begala)	Suero	

6. Pulsar el botón “Enviar Derivación de Análisis” y el sistema muestra el siguiente mensaje:

7. Pulsar el botón "OK" y el sistema muestra el siguiente mensaje:



Nota: Es importante considerar que la derivación es multi-laboratorio y por ende el sistema debe generar un protocolo por laboratorio.

8. Cerrar ventana.

D. INGRESO DE RESULTADOS

Pasos a seguir:

1. Una vez haya derivado el análisis, volver a la pestaña "Análisis disponibles" y pulsar el botón o ícono de "Ingresar Resultados":

Detalle de Muestras Protocolo Ingreso Resultado

Numero Protocolo: 10248 Estado Protocolo: En Análisis
RUP / RUT: 09.1.03.0175 Fecha Toma Muestra: 26-02-2018

Ingreso de Resultados

Descargar Plantilla de Analisis Importar Resultados

Análisis Disponibles Derivar Análisis

Muestra	Análisis	Tipo Identificación	Identificador Animal	Especie	Enfermedad	Técnica	Tipo Muestra	Total Muestra	Unidad Laboratorio	Opciones	Mensajes
1	224829	DIIO	656	Bovinos	Brucelosis (B. abortus)	Aglutinación (Rosa de Begala)	Suero	1	Unidad Diagnóstica		

2. El sistema muestra en pantalla la ventana de los resultados, registrar datos requeridos y pulsar el botón "Guardar":

Detalle de Muestras Protocolo Ingreso Resultado

Resultado

Especie: Bovinos

Enfermedad: Brucelosis (B. abortus)

Técnica Examen: Agglutination (Rosa de Begala)

Tipo Muestra: Suero

Cantidad Muestras por Pool: 1

Observación:

Resultado: No reaccionante

Punto de Corte: N/A

Valor de Resultado: 56

Guardar

3. El protocolo quedará en la bandeja del Jefe de Laboratorio.

IV. OPCIONES DISPONIBLES PARA EL JEFE DE LABORATORIO

El Jefe de Laboratorio, tiene la disponibilidad de ejecutar las siguientes acciones a través de las opciones de menú del sistema:

- A. Monitor de Jefatura: Validación de Resultados
- B. Monitor de Protocolos: Liberación de Protocolos

A continuación, se indican los pasos a seguir para cada una de ellas.

A. MONITOR DE JEFATURA: VALIDACIÓN DE RESULTADOS

A través del monitor de Jefatura, el Jefe de Laboratorio podrá validar los resultados de los análisis por protocolo, tanto para resultados reaccionantes como no reaccionantes. Para el caso de los resultados no reaccionantes, tiene la opción de validarlos de forma masiva.

1. El usuario con perfil de Jefatura ingresa al sistema de Sanidad Animal, y desde el menú principal selecciona la opción Laboratorio/Monitor de Jefatura:



2. El sistema muestra la siguiente pantalla:

USTED SE ENCUENTRA EN EL MENÚ: LABORATORIO OFICIAL + MONITOR JEFATURA

Criterios de Búsqueda

Numero Protocolo:

Fecha Toma Muestra Inicio:

Fecha Toma Muestra Fin:

Especie Animal:

Objetivo:


Buscar Confirmar Todos los Resultados No Reaccionantes

Listado de Protocolos

Id	Objetivo	Fecha Creación	Fecha Envío	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	MVO	MVA	Estado	Acciones
11113	Seguimiento Programa Oficial	09-04-2018		10.5.08.0071	FUNDO LOS MAITENES			En Análisis	
11024	Programa Oficial	06-04-2018		10.5.01.1031	PROCESADORA CARNES DEL SUR LTDA. (FRIVAL)			En Análisis	
10808	Programa Oficial	26-03-2018		14.1.01.1120	RUP FANTASMA SAG VALDIVIA	Medico Veterinario		En Análisis	
10804	Monitoreo Regional	06-03-2018		14.1.01.1120	RUP FANTASMA SAG VALDIVIA	Medico Veterinario		En Análisis	
10801	Programa Oficial	27-03-2018		14.1.01.1120	RUP FANTASMA SAG VALDIVIA	Medico Veterinario		En Análisis	
10681	Vigilancia Externa	13-03-2018		10.5.01.0070	FUNDO PICHROY (CARNE)	Ricardo Pena		En Análisis	
10648	Programa Oficial	07-03-2018		10.5.08.0044	FUNDO LAS QUEMAS	Ricardo Pena		En Análisis	
10576	Programa Oficial	03-03-2018		10.5.08.0284	PUTREGUEL BAJO	Medico Veterinario		En Análisis	

Registros 1 - 5 de 8

Si requiere validar de forma masiva todos los análisis con resultados no reaccionantes, pulsar el botón “Confirmar Todos los Resultados No Reaccionantes”. El sistema mostrará el siguiente mensaje, pulsar el botón “OK”:



3. Para la validación de un protocolo, en la columna de “Acciones”, seleccionar el protocolo que requiera validar los resultados:









USTED SE ENCUENTRA EN EL MENÚ: LABORATORIO OFICIAL - MONITOR JEFATURA

Criterios de Búsqueda

Numero Protocolo: Fecha Toma Muestra Inicio: Fecha Toma Muestra Fin:

Especie Animal: Objetivo:

Listado de Protocolos

ID	Objetivo	Fecha Creación	Fecha Envío	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	MVO	MVA	Estado	Acciones
11113	Seguimiento Programa Oficial	09-04-2018		10.5.08.0071	FUNDO LOS MAITINES PROCESADORA CARNES DEL SUR LTDA. (FRIVAL)			En Análisis	
11024	Programa Oficial	06-04-2018		10.5.01.1031				En Análisis	
10808	Programa Oficial	26-03-2018		14.1.01.1120	RUP FANTASMA SAG VALDIVIA	Medico Veterinario		En Análisis	
10804	Monitoreo Regional	06-03-2018		14.1.01.1120	RUP FANTASMA SAG VALDIVIA	Medico Veterinario		En Análisis	
10801	Programa Oficial	27-03-2018		14.1.01.1120	RUP FANTASMA SAG VALDIVIA	Medico Veterinario		En Análisis	
10681	Vigilancia Externa	13-03-2018		10.5.01.0070	FUNDO PICHROY (CARNE)	Ricardo Pena		En Análisis	
10648	Programa Oficial	07-03-2018		10.5.08.0044	FUNDO LAS QUEMAS	Ricardo Pena		En Análisis	
10576	Programa Oficial	03-03-2018		10.5.08.0284	PUTREGUEL BAJO	Medico Veterinario		En Análisis	

Puede utilizar los criterios de búsqueda para filtrar la información mostrada en la grilla.

4. El sistema despliega en pantalla, una ventana con la información de los resultados de cada análisis del protocolo. Pulsar el botón “Validar Resultados” para efectuar la validación. Si no acepta los resultados pulsar “No Aceptar”.

Detalle de Muestras Protocolo Monitor Jefatura

Numero Protocolo: 11113 Estado Protocolo: En Análisis
RUP Predio: 10.5.08.0071 Fecha Toma Muestra: 09-04-2018

Validación de Resultados

Muestra	Análisis	Especie	Enfermedad	Técnica	Tipo Muestra	Unidad Laboratorio	Expresion Resultado	Punto Corte	Observación
1	265822	Bovinos	Brucelosis (B. abortus)	Aglutinación (Rosa de Begala)	Suero	Unidad Diagnostica	Reaccionante	N/A	

Si no acepta los resultados, el sistema devuelve el análisis al Analista.

B. MONITOR DE PROTOCOLOS: LIBERACIÓN DE PROTOCOLOS

Pasos a seguir:

1. El usuario con perfil de Jefatura ingresa al sistema de Sanidad Animal, y desde el menú principal selecciona la opción Protocolo/Monitor de Protocolos:



2. En la pantalla mostrada por el sistema, seleccionar el protocolo a liberar y pulsar el botón o ícono de “Liberar Protocolo” de la columna de acciones:

Listado de Protocolos

Protocolos Disponibles

Id	Fecha Creación	Laboratorio Derivado	Objetivo	Tipo de Protocolo	Estado	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	Acciones
11207	11-05-2018		Programa Oficial		Cerrada	14.1.04.0963	FUNDO BOSQUE BAJO	
11113	09-04-2018	Regional Osorno	Seguimiento Programa Oficial		En Análisis	10.5.08.0071	FUNDO LOS MAITENES	
11054	07-04-2018		Programa Oficial		En Análisis	14.1.08.2762	HIJUELA N° 2, CURARRIQUIL	
11053	07-04-2018		Programa Oficial		En Análisis	14.1.08.3220	HIJUELA N°115	
11052	07-04-2018		Programa Oficial		En Análisis	14.1.08.2161	LUMAHUE	

3. El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje:



SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Sanidad Animal Sitio de Pruebas

Ayuda Cerrar Sesión
Modificar Clave

Bienvenido : Veronica De la Barra

USTED SE ENCUENTRA EN EL MENÚ: » PROTOCOLO » MONITOR DE PROTOCOLOS OFICIALES

Búsqueda de Protocolo

Numero Protocolo Fecha Protocolo

Especie Animal Objetivo

Todas las Especies Todos los Objetivos

Rup Número de Analisis

Buscar


Listado de Protocolos

Protocolos Disponibles

Id	Fecha Creación	Laboratorio Derivado	Objetivo	Tipo de Protocolo	Estado	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	Acciones
11207	11-05-2018		Programa Oficial		Cerrada	14.1.04.0963	FUNDO BOSQUE BAJO	
11113	09-04-2018	Regional Osorno	Seguimiento Programa Oficial		En Análisis	10.5.08.0071	FUNDO LOS MAITENES	

Pulsar el botón “Ok” si desea liberar el protocolo. De lo contrario, pulsar el botón “Cancel”.

4. Una vez pulsado el botón “Ok”, el sistema presenta en pantalla el siguiente mensaje:



SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Sanidad Animal Sitio de Pruebas

Ayuda Cerrar Sesión
Modificar Clave

Bienvenido : Veronica De la Barra

USTED SE ENCUENTRA EN EL MENÚ: » PROTOCOLO » MONITOR DE PROTOCOLOS OFICIALES

Búsqueda de Protocolo

Numero Protocolo Fecha Protocolo

Especie Animal Objetivo

Todas las Especies Todos los Objetivos

Rup Número de Analisis

Buscar

Listado de Protocolos

Protocolos Disponibles

Id	Fecha Creación	Laboratorio Derivado	Objetivo	Tipo de Protocolo	Estado	Rup/Rut	Nombre Lugar de Muestreo	Acciones
11207	11-05-2018		Programa Oficial		Cerrada	14.1.04.0963	FUNDO BOSQUE BAJO	

Pulsar el botón “Ok”.